


611HPS Basis K

Technische Spezifikationen

hydrophil



A-Konstante*
118,3 (SRK/T)

Holladay 1*
1,39 (SF)

Haigis Konstanten*
a0 = 0,95
a1 = 0,40
a2 = 0,10

Holladay 2
5,14 (ACD)

Hoffer Q*
5,15 (pACD)

Barrett*
1,52 (LF); N/A (DF)

*Stand IOL Con 03.2023

Refraktiver Index
1,46

Abbe-Zahl
58

Linsentyp
1-teilige Hinterkammerlinse

Sterilisation
Dampf


Material
biokompatibles hydrophiles
Acryl (25%)

Injektionssystem
1stInject 2.0HB,
1stInject 2.4HB

Haptik
C-Haptik,
9° Anwinkelung

Filter
UV-Filter

Optik
sphärische Optik, 360° Zellbarriere



Lieferbereich

Artikelnummer	Sphäre	Schritte
611HPS	0,0 D bis +9,0 D	1,0 D
611HPS	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.
www.1stq.de/basisk1023



Haben Sie noch Fragen?
+49 621 7176330 • info@1stq.de

