



AddOn[®] sphärisch

Technische Spezifikationen



Sphäre (SEQ) Stärken und Schritte



hydrophil

Refraktiver Index
1,46

Abbe-Zahl
58

Linsentyp
1-teilige Sulkuslinse

Sterilisation
Dampf

Material
biokompatibles hydrophiles
Acryl (25%)

Injektionssystem
1stInject 2.0HB,
1stInject 2.4HB

Haptik
4 Flex-Haptik

Filter
UV-Filter

Optik
sphärisch

Optikform
konvex-konkav

Lieferbereich



Direkt online kalkulieren!
www.1stq.de/addon-calculator



Artikelnummer	Sphäre	Schritte
A4SW00	-10,0 D bis +10,0 D	0,25 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.
www.1stq.de/addon1003



Haben Sie noch Fragen?
+49 621 7176330 • info@1stq.de

