


Basis Q

Technische Spezifikationen



hydrophil

A-Konstante*
118,965 (SRK/T)

Haigis Konstanten*
a0 = -1,5646
a1 = 0,3811
a2 = 0,2265

Hoffer Q*
5,54 (pACD)

Holladay 1*
1,767 (SF)

Holladay 2
5,53 (ACD)

Barrett*
1,87 (LF); N/A (DF)

*Stand IOL Con 03.2023

Refraktiver Index
1,46

Abbe-Zahl
58

Linsentyp
1-teilige Hinterkammerlinse

Sterilisation
Dampf

Material
biokompatibles hydrophiles
Acryl (25%)

Empf. Injektionssystem
1stInject 1.8 bis 30,0 D
1stInject 2.0HB,
1stInject 2.4HB

Haptik
Mehrschlaufen-Haptik,
0° Anwinkelung

Filter
UV-Filter,
Blaulichtfilter (optional)

Optik
asphärische Optik, 360° Zellbarriere

Lieferbereich

Artikelnummer klar	Artikelnummer gelb	Sphäre	Schritte
B2AW00	B2AWY0	0,0 D bis +9,0 D	1,0 D
B2AW00	B2AWY0	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D
S2AW00	S2AWY0	+31,0 D bis +35,0 D	1,0 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.
www.1stq.de/basisq1013



Haben Sie noch Fragen?
+49 621 7176330 • info@1stq.de

