



Basis V

Technische Spezifikationen



hydrophob non-preloaded preloaded

A-Konstante*
118,895 (SRK/T)

Holladay 1*
1,724 (SF)

Haigis Konstanten*
a0 = -0,7633
a1 = 0,1391
a2 = 0,2244

Holladay 2
5,49 (ACD)

Hoffer Q*
5,533 (pACD)

Barrett*
1,83 (LF); N/A (DF)

*Stand IOL Con 03.2023

Refraktiver Index
1,5

Abbe-Zahl
50

Linsentyp
1-teilige Hinterkammerlinse

Sterilisation
EO

Material
biokompatibles
hydrophobes Acryl (<0,5%)

Empf. Injektionssystem
1stInject 2.0HB,
1stInject 2.4HB /
Medicel Accuject

Haptik
C-Haptik,
0° Anwinkelung

Filter
UV-Filter,
Blaulichtfilter (optional)

Optik
asphärische Optik, 360° Zellbarriere

Lieferbereich

Basis V	Artikelnummer klar	Artikelnummer gelb	Sphäre	Schritte
non-preloaded	B5AD00	B5ADY0	0,0 D bis +9,0 D	1,0 D
non-preloaded	B5AD00	B5ADY0	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D
preloaded	B5AB00	B5ABY0	0,0 D bis +9,0 D	1,0 D
preloaded	B5AB00	B5ABY0	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.
www.1stq.de/basisv1001



Haben Sie noch Fragen?
+49 621 7176330 • info@1stq.de

