


# Basis V

## Technische Spezifikationen

hydrophob

non-preloaded

preloaded 



A-Konstante\*  
118,895 (SRK/T)

Holladay 1\*  
1,724 (SF)

Haigis Konstanten\*  
a0 = -0,7633  
a1 = 0,1391  
a2 = 0,2244

Holladay 2  
5,49 (ACD)

Hoffer Q\*  
5,533 (pACD)

Barrett\*  
1,83 (LF); N/A (DF)

\*Stand IOL Con 03.2023

Refraktiver Index  
1,5

Abbe-Zahl  
50

Linsentyp  
1-teilige Hinterkammerlinse

Sterilisation  
EO


Material  
biokompatibles  
hydrophobes Acryl (<0,5%)

Empf. Injektionssystem  
1stInject 2.0HB,  
1stInject 2.4HB /  
Medicel Accuject

Haptik  
C-Haptik,  
0° Anwinkelung

Filter  
UV-Filter,  
Blaulichtfilter (optional)

Optik  
asphärische Optik, 360° Zellbarriere



## Lieferbereich

Basis V	Artikelnummer klar	Artikelnummer gelb	Sphäre	Schritte
non-preloaded	B5AD00	B5ADY0	0,0 D bis +9,0 D	1,0 D
non-preloaded	B5AD00	B5ADY0	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D
preloaded	B5AB00	B5ABY0	0,0 D bis +9,0 D	1,0 D
preloaded	B5AB00	B5ABY0	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.  
[www.1stq.de/basisv1001](http://www.1stq.de/basisv1001)



Haben Sie noch Fragen?  
+49 621 7176330 • [info@1stq.de](mailto:info@1stq.de)

