



AddOn® EDOF

Technische Spezifikationen



Sphäre (SEQ) Stärken und Schritte



Addition



hydrophil

Refraktiver Index
1,46

Abbe-Zahl
58

Linsentyp
1-teilige Sulkuslinse

Sterilisation
Dampf

Material
biokompatibles hydrophiles
Acryl (25%)

Injektionssystem
1stInject 2.0HB,
1stInject 2.4HB

Haptik
4 Flex-Haptik

Filter
UV-Filter

Optik
asphärisch, aberrationsneutral

Optikform
konvex-konkav

Lieferbereich



Direkt online kalkulieren!
www.1stq.de/addon-calculator



Artikelnummer	Sphäre	Schritte	Addition
A4DW0H	0,0 D		EDOF (+1,75 D)
A4EW0H	-5,0 D bis -0,5 D	0,25 D	EDOF (+1,75 D)
A4EW0H	+0,5 D bis +5,0 D	0,25 D	EDOF (+1,75 D)
A4DW0K	0,0 D		EDOF (+2,25 D)



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.
www.1stq.de/addon1020



Haben Sie noch Fragen?
+49 621 7176330 • info@1stq.de

