



# AddOn® Torisch


## Technische Spezifikationen



### Sphäre (SEQ) Stärken und Schritte



### Zylinder Stärken und Schritte



hydrophil

Refraktiver Index  
1,46

Abbe-Zahl  
58

Linsentyp  
1-teilige Sulkuslinse

Sterilisation  
Dampf

Material  
biokompatibles hydrophiles  
Acryl (25%)

Injektionssystem  
1stInject 2.0HB bis Zyl. 4,50 D,  
1stInject 2.4HB

Haptik  
4 Flex-Haptik

Filter  
UV-Filter

Optik  
asphärisch, aberrationsneutral

Optikform  
konvex-konkav

## Lieferbereich



Direkt online kalkulieren!  
[www.1stq.de/addon-calculator](http://www.1stq.de/addon-calculator)



| Artikelnummer | SEQ                              | Schritte | Zylinder           | Schritte |
|---------------|----------------------------------|----------|--------------------|----------|
| A4TW0T        | 0,0 D                            |          | 1,00 D             | 0,50 D   |
| A4TW0T        | 0,0 D                            |          | 1,50 D bis 4,50 D  | 0,75 D   |
| A4TW00        | 0,0 D                            |          | 5,25 D bis 8,25 D  | 0,75 D   |
| A4TW00        | 0,0 D                            |          | 9,00 D bis 11,00 D | 1,00 D   |
| A4FW0T        | -10,0 D bis +10,0 D (ohne 0,0 D) | 0,25 D   | 1,00 D             | 0,50 D   |
| A4FW0T        | -10,0 D bis +10,0 D (ohne 0,0 D) | 0,25 D   | 1,50 D bis 4,50 D  | 0,75 D   |
| A4FW00        | -10,0 D bis +10,0 D (ohne 0,0 D) | 0,25 D   | 5,25 D bis 8,25 D  | 0,75 D   |
| A4FW00        | -10,0 D bis +10,0 D (ohne 0,0 D) | 0,25 D   | 9,00 D bis 10,00 D | 1,00 D   |
| A4FW00        | -3,0 D bis +8,0 D                | 0,25 D   | 11,00 D            |          |



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.  
[www.1stq.de/addon1010](http://www.1stq.de/addon1010)



Haben Sie noch Fragen?  
+49 621 7176330 • [info@1stq.de](mailto:info@1stq.de)

