


AddOn® Trifokal-Torisch

Technische Spezifikationen




Sphäre (SEQ) Stärken und Schritte



Zylinder Stärken und Schritte



Addition



hydrophil

Refraktiver Index
1,46

Abbe-Zahl
58

Linsentyp
1-teilige Sulkuslinse

Sterilisation
Dampf

Material
biokompatibles hydrophiles
Acryl (25%)

Injektionssystem
1stInject 2.0HB,
1stInject 2.4HB

Haptik
4 Flex-Haptik

Filter
UV-Filter

Optik
asphärisch, aberrationsneutral

Optikform
konvex-konkav

Lieferbereich



Direkt online kalkulieren!
www.1stq.de/addon-calculator



Artikelnummer	SEQ	Schritte	Zylinder	Schritte	Addition / Add. interm.
A4HW0M	-3,0 D bis +3,0 D	0,5 D	1,00 D bis 4,50 D	0,50 D	+3,0 D / +1,5 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.
www.1stq.de/addon1005



Haben Sie noch Fragen?
+49 621 7176330 • info@1stq.de

