


Basis Q

Technische Spezifikationen



hydrophil

A-Konstante*	Holladay 1*
118,925 (SRK/T)	1,746 (SF)
Haigis Konstanten*	Holladay 2
a0 = -0,9438	5,508 (ACD)
a1 = 0,3731	Barrett*
a2 = 0,2002	1,84 (LF); N/A (DF)
Hoffer Q*	*Stand IOL Con 12.2025
5,509 (pACD)	
Refraktiver Index	Abbe-Zahl
1,46	58
Linsentyp	Sterilisation
1-teilige Hinterkammerlinse	Dampf
Material	Empf. Injektionssystem
biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)	1stInject 1.8 bis 30,0 D
Haptik	1stInject 2.0HB,
Mehrschlaufen-Haptik, 0° Anwinkelung	1stInject 2.4HB
Optik	Filter
asphärische Optik, 360° Zellbarriere	UV-Filter, Blaulichtfilter (optional)

Lieferbereich

Artikelnummer klar	Artikelnummer gelb	Sphäre	Schritte
B2AW00	B2AWY0	0,0 D bis +9,0 D	1,0 D
B2AW00	B2AWY0	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D
S2AW00	S2AWY0	+31,0 D bis +35,0 D	1,0 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.
www.1stq.de/basisq1013

Haben Sie noch Fragen?
+49 621 7176330 • info@1stq.de