


Basis Q trifokal

Technische Spezifikationen



Sphäre (SEQ) Stärken und Schritte				
◀ Anfrage	1,0 D	0,5 D	1,0 D	Anfrage ▶
	+8,0 D	+10,0 D	+30,0 D	+35,0 D
Addition				
	+3,5 D			

hydrophil

A-Konstante*	Holladay 1*
118,9 (SRK/T)	1,67 (SF)
Haigis Konstanten*	Holladay 2
a0 = 1,243	5,49 (ACD)
a1 = 0,400	Barrett*
a2 = 0,100	1,83 (LF); N/A (DF)
Hoffer Q*	*Stand IOL Con 03.2023
5,46 (pACD)	
Refraktiver Index	Abbe-Zahl
1,46	58
Linsentyp	Sterilisation
1-teilige Hinterkammerlinse	Dampf
Material	Empf. Injektionssystem
biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)	1stInject 1.8 bis 30,0 D
Haptik	1stInject 2.0HB,
Mehrschlaufen-Haptik, 0° Anwinkelung	1stInject 2.4HB
Optik	Filter
asphärische Optik, 360° Zellbarriere	UV-Filter, Blaulichtfilter

Lieferbereich

Artikelnummer	Sphäre	Schritte	Addition / Addition interm.
S2EWYN	+8,0 D bis +9,0 D	1,0 D	+3,50 D / +1,75 D
B2EWYN	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D	+3,50 D / +1,75 D
S2EWYN	+31,0 D bis +35,0 D	1,0 D	+3,50 D / +1,75 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.
www.1stq.de/basisq1011



Haben Sie noch Fragen?
+49 621 7176330 • info@1stq.de

