



Basis V torisch

Technische Spezifikationen



Sphäre (SEQ) Stärken und Schritte



Zylinder Stärken und Schritte



hydrophob

preloaded

A-Konstante*

118,895 (SRK/T)

Haigis Konstanten*

a0 = -0,7633

a1 = 0,1391

a2 = 0,2244

Hoffer Q*

5,533 (pACD)

Holladay 1*

1,724 (SF)

Holladay 2

5,49 (ACD)

Barrett*

1,83 (LF); N/A (DF)

*Stand IOL Con 03.2023

Refraktiver Index

1,5

Abbe-Zahl

50

Linsentyp

1-teilige Hinterkammerlinse

Material

biokompatibles
hydrophobes Acryl (<0,5%)

Haptik

C-Haptik,
0° Anwinkelung

Optik

asphärische Optik, 360° Zellbarriere

Sterilisation

EO

Injektionssystem

Medicel Accuject

Filter

UV-Filter,
Blaulichtfilter

Lieferbereich



Direkt online kalkulieren!

www.1stq.de/cylindercalculator



Artikelnummer	SEQ	Schritte	Zylinder	Schritte
B5TBY0	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D	1,00 D bis 6,00 D	0,50 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.

www.1stq.de/basisv1002



Haben Sie noch Fragen?

+49 621 7176330 • info@1stq.de

