



Basis Z EDOF torisch

Technische Spezifikationen



hydrophob preloaded 

A-Konstante*	Holladay 1*
118,824 (SRK/T)	1,662 (SF)
Haigis Konstanten*	Holladay 2
a0 = 0,3136	5,444 (ACD)
a1 = 0,1158	Barrett*
a2 = 0,1758	1,79 (LF); N/A (DF)
Hoffer Q*	*Stand IOL Con 12.2025
5,411 (pACD)	

Refraktiver Index	Abbe-Zahl
1,47	58

Linsentyp	Sterilisation
1-teilige Hinterkammerlinse	EO
Material	Injektionssystem
biokompatibles hydrophobes Acryl (<0,5%)	POB-MA
Haptik	Filter
Z-Haptik, 0° Anwinkelung	UV-Filter, Blaulichtfilter
Optik	
asphärische Optik, 360° Zellbarriere, nicht-diffraktiv, Wavefront-Linking-Technologie	

Lieferbereich

Artikelnummer	SEQ	Schritte	Zylinder	Schritte
B1ZBY0	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D	1,00 D bis 1,50 D	0,50 D
B1ZBY0	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D	2,25 D bis 4,50 D	0,75 D
S1ZBY0	+11,0 D bis +30,0 D	0,5 D	5,25 D bis 6,00 D	0,75 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.
www.1stq.de/basisz1024

Haben Sie noch Fragen?
[+49 621 7176330 • info@1stq.de](mailto:info@1stq.de)