


# Basis Z Mono+ / Mono+-Torisch

## Technische Spezifikationen

hydrophob    preloaded 



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| A-Konstante*           | Holladay 1*         |
| 119,033 (SRK/T)        | 1,809 (SF)          |
| Haigis Konstanten*     | Holladay 2          |
| a0 = 0,8751            | 5,57 (ACD)          |
| a1 = 0,2659            | Barrett*            |
| a2 = 0,1416            | 1,90 (LF); N/A (DF) |
| Hoffer Q*              |                     |
| 5,60 (pACD)            |                     |
| *Stand IOL Con 03.2026 |                     |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Refraktiver Index | Abbe-Zahl |
| 1,47              | 58        |

|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Linsentyp                                                   | Sterilisation                 |
| 1-teilige Hinterkammerlinse                                 | EO                            |
| Material                                                    | Empf. Injektionssystem        |
| biokompatibles<br>hydrophobes Acryl (<0,5%)                 | POB-MA                        |
| Haptik                                                      | Filter                        |
| Z-Haptik,<br>0° Anwinkelung                                 | UV-Filter,<br>Blaulichtfilter |
| Optik                                                       |                               |
| Tiefenschärfe-optimiertes Optikdesign,<br>360° Zellbarriere |                               |

## Lieferbereich

 Direkt online kalkulieren!  
[www.1stq.de/cylindercalculator](http://www.1stq.de/cylindercalculator) 

|               | Artikelnummer | SEQ                 | Schritte | Zylinder        | Schritte |
|---------------|---------------|---------------------|----------|-----------------|----------|
| Mono+         | B1TBY0        | +10,0 D bis +30,0 D | 0,5 D    | 0,0 D           | 0,0 D    |
| Mono+-Torisch | B1TBY0        | +10,0 D bis +30,0 D | 0,5 D    | 1,0 D bis 1,5 D | 0,5 D    |
| Mono+-Torisch | B1TBY0        | +10,0 D bis +30,0 D | 0,5 D    | 1,5 D bis 6,0 D | 0,75 D   |



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.  
[www.1stq.de/basisz1025](http://www.1stq.de/basisz1025)



Haben Sie noch Fragen?  
+49 621 7176330 • [info@1stq.de](mailto:info@1stq.de)

