




Sie haben Interesse an unseren Produkten?
Wenden Sie sich gerne an uns. Entweder unter vertrieb@1stq.de
oder direkt an Ihren 1stQ Gebietsmanager.

Basis Z

	Monofokal				Mono+	Mono+-Torisch
	hydrophob	hydrophil	hydrophob	hydrophob (preloaded)	hydrophob (preloaded)	
Linsentyp	1-teilige Hinterkammerlinse	1-teilige Hinterkammerlinse	1-teilige Hinterkammerlinse	1-teilige Hinterkammerlinse	1-teilige Hinterkammerlinse	1-teilige Hinterkammerlinse
Material	biokompatibles hydrophobes Acryl (<0,5%)	biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)	biokompatibles hydrophobes Acryl (<0,5%)	biokompatibles hydrophobes Acryl (<0,5%)	biokompatibles hydrophobes Acryl (<0,5%)	biokompatibles hydrophobes Acryl (<0,5%)
Material-Eigenschaften	Abbe: 58 Refr. Index: 1,47	Abbe: 58 Refr. Index: 1,46	Abbe: 58, Refr. Index: 1,47	Abbe: 58, Refr. Index: 1,47	Abbe: 58, Refr. Index: 1,47	Abbe: 58, Refr. Index: 1,47
Haptik	Z-Haptik, 0° Anwinkelung	Z-Haptik, 0° Anwinkelung	Z-Haptik, 0° Anwinkelung	Z-Haptik, 0° Anwinkelung	Z-Haptik, 0° Anwinkelung	Z-Haptik, 0° Anwinkelung
Optik	sphärisch, 360° Zellbarriere	asphärisch, 360° Zellbarriere	asphärisch, 360° Zellbarriere	asphärisch, 360° Zellbarriere	Tiefenschärfe-optimiertes Optikdesign, 360° Zellbarriere	Tiefenschärfe-optimiertes Optikdesign, 360° Zellbarriere
Sterilisation	EO	Dampf	EO	EO	EO	EO
Empfohlenes Injektionssystem	1stInject 2.0HB, 1stInject 2.4HB	1stInject 1.8 bis 30,0 D, 1stInject 2.0HB, 1stInject 2.4HB	1stInject 2.0HB, 1stInject 2.4HB	POB-MA	POB-MA	POB-MA
Filter	UV-Filter	UV-Filter, Blaulichtfilter (optional)	UV-Filter, Blaulichtfilter	UV-Filter, Blaulichtfilter (optional)	UV-Filter, Blaulichtfilter	UV-Filter, Blaulichtfilter
Durchmesser	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm
Sphäre	0,0 D – +35,0 D	-10,0 D – +45,0 D	0,0 D – +35,0 D	-10,0 D – +35,0 D	+10,0 D – +30,0 D	+10,0 D – +30,0 D
Zylinder	-	-	-	-	-	+1,0 D – +6,0 D
Addition / Addition interm.	-	-	-	-	-	-
Artikelnummer	B1AD00/S1AD00	B1AW00/B1AWY0	B1ADY0	B1AB00/B1ABY0	B1TBY0	B1TBY0



Alle IOL-Datenblätter
finden Sie online unter
www.1stq.de/download
oder den QR-Code scannen.





Sie haben Interesse an unseren Produkten?
Wenden Sie sich gerne an uns. Entweder unter vertrieb@1stq.de
oder direkt an Ihren **1stQ Gebietsmanager**.

	Basis Z					611HPS
	Torisch	EDOF	EDOF Torisch	Trifokal	Trifokal-Torisch	Monofokal
	hydrophil	hydrophob (preloaded)		hydrophil		hydrophil
Linsentyp	1-teilige Hinterkammerlinse	1-teilige Hinterkammerlinse	1-teilige Hinterkammerlinse	1-teilige Hinterkammerlinse	1-teilige Hinterkammerlinse	1-teilige Hinterkammerlinse
Material	biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)	biokompatibles hydrophobes Acryl (<0,5%)	biokompatibles hydrophobes Acryl (<0,5%)	biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)	biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)	biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)
Material-Eigenschaften	Abbe: 58, Refr. Index: 1,46	Abbe: 58, Refr. Index: 1,47	Abbe: 58, Refr. Index: 1,47	Abbe: 58, Refr. Index: 1,46	Abbe: 58, Refr. Index: 1,46	Abbe: 58 Refr. Index: 1,46
Haptik	Z-Haptik, 0° Anwinkelung	Z-Haptik, 0° Anwinkelung	Z-Haptik, 0° Anwinkelung	Z-Haptik, 0° Anwinkelung	Z-Haptik, 0° Anwinkelung	C-Haptik, 9° Anwinkelung
Optik	asphärisch, 360° Zellbarriere	asphärisch, 360° Zellbarriere, nicht-diffraktiv, Wavefront-Linking-Technologie	asphärisch, 360° Zellbarriere, nicht-diffraktiv, Wavefront-Linking-Technologie	asphärisch, 360° Zellbarriere	asphärisch, 360° Zellbarriere	sphärisch, 360° Zellbarriere
Sterilisation	Dampf	EO	EO	Dampf	Dampf	Dampf
Empfohlenes Injektionssystem	1stInject 2.0HB bis Zyl. 4,5 D, 1stInject 2.4HB	POB-MA	POB-MA	1stInject 1.8 bis 30,0 D, 1stInject 2.0HB, 1stInject 2.4HB	1stInject 2.0HB bis Zyl. 4,5 D, 1stInject 2.4HB	1stInject 2.0HB, 1stInject 2.4HB
Filter	UV-Filter, Blaulichtfilter	UV-Filter, Blaulichtfilter	UV-Filter, Blaulichtfilter	UV-Filter, Blaulichtfilter	UV-Filter, Blaulichtfilter	UV-Filter
Durchmesser	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm	Optik 6 mm, Gesamt 12 mm
Sphäre	-10,0 D – +35,0 D	+8,0 D – +35,0 D	+10,0 D – +30,0 D	+8,0 D – +35,0 D	+10,0 D – +35,0 D	0,0 D – +30,0 D
Zylinder	+1,0 D – +10,0 D	-	+1,0 D – +6,0 D	-	+1,0 D – +6,0 D	-
Addition / Addition interm.	-	erweiterte Tiefenschärfe	erweiterte Tiefenschärfe	+3,5 D / +1,75 D	+3,5 D / +1,75 D	-
Artikelnummer	B1TWYT	B1XBY0	B1ZBY0	B1EWYN	B1HWYN	611HPS



Alle IOL-Datenblätter finden Sie online unter www.1stq.de/download oder den QR-Code scannen.





IOL Gesamtportfolio




Sie haben Interesse an unseren Produkten?
Wenden Sie sich gerne an uns. Entweder unter vertrieb@1stq.de
oder direkt an Ihren **1stQ Gebietsmanager**.

	Basis B	Basis Q		
	Torisch	Monofokal		Trifokal
	hydrophob (preloaded) 	hydrophil	hydrophil (preloaded) 	hydrophil
Linsentyp	1-teilige Hinterkammerlinse	1-teilige Hinterkammerlinse	1-teilige Hinterkammerlinse	1-teilige Hinterkammerlinse
Material	biokompatibles hydrophobes Acryl (<0,5%)	biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)	biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)	biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)
Material-Eigenschaften	Abbe: 58 Refr. Index: 1,47	Abbe: 58, Refr. Index: 1,46	Abbe: 58, Refr. Index: 1,46	Abbe: 58, Refr. Index: 1,46
Haptik	C-Schlaufe, gefenstert 0° Anwinkelung	Mehrschlaufen-Haptik, 0° Anwinkelung	Mehrschlaufen-Haptik, 0° Anwinkelung	Mehrschlaufen-Haptik, 0° Anwinkelung
Optik	asphärisch, 360° Zellbarriere	asphärisch, 360° Zellbarriere	asphärisch, 360° Zellbarriere	asphärisch, 360° Zellbarriere
Sterilisation	EO	Dampf	Dampf	Dampf
Empfohlenes Injektionssystem	POB-MA	1stInject 1.8 bis 30,0 D, 1stInject 2.0HB, 1stInject 2.4HB	1stInject P2.2	1stInject 1.8 bis 30,0 D, 1stInject 2.0HB, 1stInject 2.4HB
Filter	UV-Filter, Blaulichtfilter	UV-Filter, Blaulichtfilter (optional)	UV-Filter, Blaulichtfilter (optional)	UV-Filter, Blaulichtfilter
Durchmesser	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm	Optik 6 mm, Gesamt 10,7-11 mm	Optik 6 mm, Gesamt 10,7-11 mm	Optik 6 mm, Gesamt 10,7-11 mm
Sphäre	+10,0 D – +30,0 D	0,0 D – +35,0 D	0,0 D – +30,0 D	+8,0 D – +35,0 D
Zylinder	+1,0 D – +6,0 D	-	-	-
Addition / Addition interm.	-	-	-	+ 3,5 D / +1,75 D
Artikelnummer	877PTY	B2AW00/B2AWY0	B2AP00/B2APY0	B2EWYN



Alle IOL-Datenblätter
finden Sie online unter
www.1stq.de/download
oder den QR-Code scannen.



Liberty²




Liberty² Die Zweillinsenlösung

Basis IOL



AddOn® IOL



Alle Varianten

Basis Z

Basis Q

Basis B

Trifokal

Torisch-Trifokal

EDOF

Sphäre	-10,0 D – +45,0 D
Zylinder	+1,0 D – +10,0 D
Addition	EDOF +1,75 D; +2,25 D; Trifokal +3,00 D



Sie haben Interesse an unseren Produkten?
Wenden Sie sich gerne an uns. Entweder unter vertrieb@1stq.de
oder direkt an Ihren **1stQ Gebietsmanager**.

AddOn®

	Refraktiv	Torisch	EDOF	Trifokal	Trifokal-Torisch	SML (Makula-Linse)
	hydrophil					
Linsentyp	1-teilige Sulkuslinse	1-teilige Sulkuslinse	1-teilige Sulkuslinse	1-teilige Sulkuslinse	1-teilige Sulkuslinse	1-teilige Sulkuslinse
Material	biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)	biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)	biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)	biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)	biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)	biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)
Material-Eigenschaften	Abbe: 58 Refr. Index: 1,46	Abbe: 58, Refr. Index: 1,46	Abbe: 58, Refr. Index: 1,46	Abbe: 58, Refr. Index: 1,46	Abbe: 58, Refr. Index: 1,46	Abbe: 58, Refr. Index: 1,46
Haptik	4 Flex-Haptik	4 Flex-Haptik	4 Flex-Haptik	4 Flex-Haptik	4 Flex-Haptik	4 Flex-Haptik
Optik	asphärisch/aberrationsneutral/ konvex-konkav	asphärisch/aberrationsneutral/ konvex-konkav	asphärisch/aberrationsneutral/ konvex-konkav	asphärisch/aberrationsneutral/ konvex-konkav	asphärisch/aberrationsneutral/ konvex-konkav	asphärisch/aberrationsneutral/ konvex-konkav
Sterilisation	Dampf	Dampf	Dampf	Dampf	Dampf	Dampf
Empfohlenes Injektionssystem	1stInject 2.0HB, 1stInject 2.4HB	1stInject 2.0HB bis Zyl. 4,5 D, 1stInject 2.4HB	1stInject 2.0HB, 1stInject 2.4HB	1stInject 2.0HB, 1stInject 2.4HB	1stInject 2.0HB, 1stInject 2.4HB	1stInject 2.0HB, 1stInject 2.4HB
Filter	UV-Filter	UV-Filter	UV-Filter	UV-Filter	UV-Filter	UV-Filter
Durchmesser	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm	Optik 6 mm, Gesamt 13 mm
Sphäre	-10,0 D – +10,0 D	-10,0 D – +10,0 D	-5,0 D – +5,0 D	-5,0 D – +5,0 D	-3,0 D – +3,0 D	Auf Anfrage
Zylinder	-	+1,0 D – +11,0 D	-	-	+1,0 D – +4,5 D	-
Addition / Addition interm.	-	-	+1,75 D; +2,25 D	+3,0 D / +1,5 D	+3,0 D / +1,5 D	+10,0 D
Artikelnummer	A4SW00	A4TW0T/A4TW00 A4FW0T/A4FW00	A4DW0H/A4EW0H A4DW0K	A4DW0M A4EW0M	A4HW0M	A4MW00



Alle IOL-Datenblätter
finden Sie online unter
www.1stq.de/download
oder den QR-Code scannen.

