


AddOn[®] torisch

Technische Spezifikationen



Sphäre (SEQ) Stärken und Schritte



Zylinder Stärken und Schritte



hydrophil

Refraktiver Index
1,46

Abbe-Zahl
58

Linsentyp
1-teilige Sulkuslinse

Sterilisation
Dampf

Material
biokompatibles hydrophiles
Acryl (25%)

Injektionssystem
1stInject 2.0HB bis Zyl. 4,50 D,
1stInject 2.4HB

Haptik
4 Flex-Haptik

Filter
UV-Filter

Optik
sphärisch

Optikform
konvex-konkav

Lieferbereich



Direkt online kalkulieren!
www.1stq.de/addon-calculator



Artikelnummer	SEQ	Schritte	Zylinder	Schritte
A4TW0T	0,0 D		1,00 D	0,50 D
A4TW0T	0,0 D		1,50 D bis 4,50 D	0,75 D
A4TW00	0,0 D		5,25 D bis 8,25 D	0,75 D
A4TW00	0,0 D		9,00 D bis 11,00 D	1,00 D
A4FW0T	-10,0 D bis +10,0 D (ohne 0,0 D)	0,25 D	1,00 D	0,50 D
A4FW0T	-10,0 D bis +10,0 D (ohne 0,0 D)	0,25 D	1,50 D bis 4,50 D	0,75 D
A4FW00	-10,0 D bis +10,0 D (ohne 0,0 D)	0,25 D	5,25 D bis 8,25 D	0,75 D
A4FW00	-10,0 D bis +10,0 D (ohne 0,0 D)	0,25 D	9,00 D bis 10,00 D	1,00 D
A4FW00	-3,0 D bis +8,0 D	0,25 D	11,00 D	



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.
www.1stq.de/addon1010



Haben Sie noch Fragen?
+49 621 7176330 • info@1stq.de

