


# AddOn® trifokal

## Technische Spezifikationen



Sphäre (SEQ) Stärken und Schritte



Addition



hydrophil

Refraktiver Index  
1,46

Abbe-Zahl  
58

Linsentyp  
1-teilige Sulkuslinse

Sterilisation  
Dampf

Material  
biokompatibles hydrophiles  
Acryl (25%)

Injektionssystem  
1stInject 2.0HB,  
1stInject 2.4HB

Haptik  
4 Flex-Haptik

Filter  
UV-Filter

Optik  
sphärisch

Optikform  
konvex-konkav

## Lieferbereich



Direkt online kalkulieren!  
[www.1stq.de/addon-calculator](http://www.1stq.de/addon-calculator)



Artikelnummer	Sphäre	Schritte	Addition
A4DWOK	0,0 D		+2,25 D
A4DWOM	0,0 D		+3,0 D
A4EWOM	-5,0 D bis -0,5 D	0,25 D	+3,0 D
A4EWOM	+0,5 D bis +5,0 D	0,25 D	+3,0 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.  
[www.1stq.de/addon1004](http://www.1stq.de/addon1004)



Haben Sie noch Fragen?  
+49 621 7176330 • [info@1stq.de](mailto:info@1stq.de)

