



# AddOn® Refraktiv

## Technische Spezifikationen



hydrophil

Refraktiver Index  
1,46

Abbe-Zahl  
58

Linsentyp  
1-teilige Sulkuslinse

Sterilisation  
Dampf

Material  
biokompatibles hydrophiles  
Acryl (25%)

Injektionssystem  
1stInject 2.0HB,  
1stInject 2.4HB

Haptik  
4 Flex-Haptik

Filter  
UV-Filter

Optik  
asphärisch, aberrationsneutral

Optikform  
konvex-konkav

## Lieferbereich



Direkt online kalkulieren!  
[www.1stq.de/addon-calculator](http://www.1stq.de/addon-calculator)



Artikelnummer	Sphäre	Schritte
A4SW00	-10,0 D bis +10,0 D	0,25 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.  
[www.1stq.de/addon1003](http://www.1stq.de/addon1003)



Haben Sie noch Fragen?  
+49 621 7176330 • [info@1stq.de](mailto:info@1stq.de)

