



Basis B **torisch**

Technische Spezifikationen



Sphäre (SEQ) Stärken und Schritte



Zylinder Stärken und Schritte



hydrophob

preloaded

A-Konstante*
118,9 (SRK/T)

Holladay 1*
1,70 (SF)

Haigis Konstanten*
a0 = 1,320
a1 = 0,400
a2 = 0,100

Holladay 2
5,491 (ACD)

Hoffer Q*
5,46 (pACD)

Barrett*
1,83 (LF); 5,5 (DF)

*Stand IOL Con 03.2026

Refraktiver Index
1,47

Abbe-Zahl
58

Linsentyp
1-teilige Hinterkammerlinse

Sterilisation
EO

Material
biokompatibles
hydrophobes Acryl (<0,5%)

Injektionssystem
POB-MA

Haptik
C-Schlaufe, gefenstert
0° Anwinkelung

Filter
UV-Filter,
Blaulichtfilter

Optik
asphärische Optik, 360° Zellbarriere

Lieferbereich



Direkt online kalkulieren!
www.1stq.de/cylindercalculator



Artikelnummer	SEQ	Schritte	Zylinder	Schritte
877PTY	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D	1,00 D bis 1,50 D	0,50 D
877PTY	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D	2,25 D bis 6,00 D	0,75 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.
www.1stq.de/basisb1027



Haben Sie noch Fragen?
+49 621 7176330 • info@1stq.de

