



# Basis Z

## Technische Spezifikationen



hydrophob

A-Konstante\*  
119,033 (SRK/T)

Haigis Konstanten\*  
a0 = 0,8751  
a1 = 0,2659  
a2 = 0,1416

Hoffer Q\*  
5,60 (pACD)

Holladay 1\*  
1,809 (SF)

Holladay 2  
5,57 (ACD)

Barrett\*  
1,90 (LF); N/A (DF)

\*Stand IOL Con 03.2026

Refraktiver Index  
1,47

Abbe-Zahl  
58

Linsentyp  
1-teilige Hinterkammerlinse

Sterilisation  
EO

Material  
biokompatibles  
hydrophobes Acryl (<0,5%)

Empf. Injektionssystem  
1stInject 2.0HB,  
1stInject 2.4HB

Haptik  
Z-Haptik,  
0° Anwinkelung

Filter  
UV-Filter

Optik  
sphärische Optik, 360° Zellbarriere

## Lieferbereich

Artikelnummer	Sphäre	Schritte
B1AD00	0,0 D bis +9,0 D	1,0 D
B1AD00	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D
B1AD00	+31,0 D bis +35,0 D	1,0 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.  
[www.1stq.de/basisz1026](http://www.1stq.de/basisz1026)



Haben Sie noch Fragen?  
+49 621 7176330 • [info@1stq.de](mailto:info@1stq.de)

